

Anticorpo Policlonais Anti-Atxn10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubb4

Número do item: CM0028287

introdução

Anticorpo Policlonais de Coelho ATXN10 para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de ataxia espinocerebelar, citocinese e sobrevivência neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ATXN10 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	E46L; ATX10; SCA10; HUMEED; ATXN10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25814
ID do Gene	25814
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 346-475 da ATXN10 humana (NP_037368.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBB4
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo