


Anticorpo Policlonais Anti-Atxn2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99700

Número do item: CM0022978



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ATXN2 humana (Ataxina-2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurodegeneração e tráfego de EGFR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ATXN2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ATX2; SCA2; TNRC13; ATXN2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	6311
ID do Gene	6311
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1250-1331 da ATXN2 humana (NP_002964.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99700
Peso da Proteína	140kDa
Envio	Bolsa de gelo