


Anticorpo Monoclonal Anti-Auh Para Wb E Elisa - Q13825

Número do item: CM0007050



introdução

AUH Rabbit mAb (Q13825) validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Adequado para o estudo do catabolismo mitocondrial da leucina e das funções de ligação ao RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AUH Rabbit mAb
Observações/Alias	AUH
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	549
GeneID	549
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 68-339 da AUH humana (NP_001689.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q13825
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo