

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Auh Para Wb, Elisa - Q13825

Número do item: CM0026835



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-AUH de alta qualidade validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a metilglutaconil-CoA hidratase envolvida na degradação da leucina e no metabolismo mitocondrial. Ideal para pesquisas sobre distúrbios metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AUH Rabbit pAb
Observações/Apelido	AUH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	549
GeneID	549
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 68-339 do AUH humano (NP_001689.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13825
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco de gelo