


Anticorpo Policlonal Anti-Aurka Para Wb E Elisa - O14965

Número do item: CM0018025



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo a Aurora quinase A humana (AURKA), uma quinase mitótica chave. Validado para Western blot e ELISA, detecta uma banda de ~46 kDa usando um imunogênio recombinante (1-130 aa). Adequado para pesquisa em oncologia e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AURKA Rabbit pAb
Observações/Apelido	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; AURKA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6790
Imunogênio	Proteína Recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 da AURKA humana (NP_940837.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14965
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo