


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aurka Para Wb, If/Icc, Elisa - O14965

Número do item: CM0022433



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AURKA humana (quinase A Aurora), validado para WB, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada com Humano e Camundongo. Quinase mitótica essencial envolvida na regulação do ciclo celular e na pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	AURKA Rabbit pAb
Observações/Alíás	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; AURKA
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	6790
ID do gene	6790
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 301-403 da AURKA humana (NP_003591.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O14965
Peso da proteína	46 kDa
Transporte	Bolsa de gelo