


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Aurkc Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqb9

Número do item: CM0026852



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AURKC humana (Aurora quinase C), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar funções do complexo passageiro cromossômico, fosforilação da histona H3 e divisão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AURKC Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AIE2; AIK3; ARK3; AurC; SPGF5; STK13; HEL-S-90; aurora-C; AURKC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6795
GeneID	6795
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de AURKC humana (NP_001015878.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UQB9
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo