

Anticorpo Monoclonal Anti-Aurora B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Gd4

Número do item: CM0008056



introdução

Anticorpo monoclonal de murino contra Aurora B humano, aplicável em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com murino e rato. Para pesquisa de divisão celular e mitose.

[Saiba mais](#)

Propriedade	Valor
Nome do Produto	Aurora B mAb de Murino
Observações/Apelido	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9212
GeneID	9212
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do TLR4 humano (NP_004208.2).
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96GD4
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo