

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aurora B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Gd4

Número do item: CM0002741



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Aurora B humana (Q96GD4). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre ciclo celular e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Aurora B mAb de Coelho
Observações/Apelido	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; Aurora B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9212
GeneID	9212
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Aurora B humana (NP_004208.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96GD4
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo