

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aurora B Para Wb, Elisa - Q96Gd4

Número do item: CM0016246



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho contra Aurora B (AURKB), validado para WB e ELISA com reatividade em humano, rato e camundongo. Essencial para estudar a regulação mitótica e a função do complexo passageiro cromossômico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Aurora B
Observações/Apelido	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; Aurora B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9212
ID do Gene	9212
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Aurora B humana (NP_004208.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96GD4
Peso Proteico	39kDa
Remessa	Em saco de gelo