

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Auts2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wxx7

Número do item: CM0020081

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AUTS2 (proteína do gene de suscetibilidade ao autismo 2) validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Detecta AUTS2 humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de remodelagem da cromatina e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AUTS2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MRD26, FBRSL2, AUTS2
Espécie	Humano
ID do Gene	26053
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-770 do AUTS2 humano (NP_001120703).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WXX7
Peso da Proteína	139 kDa
Envio	Saco de gelo