


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Avil (Advilina) Para Wb, If/Icc, Elisa - O75366

Número do item: CM0019203



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AVIL humano (Advilina), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar agrupamento de actina, morfogênese neuronal, ciliogênese e formação de lamelipódios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho AVIL
Observações/Apelido	p92; DOC6; ADVIL; NPHS21; AVIL
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10677
GeneID	10677
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 470-819 da AVIL humana (NP_006567.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75366
Peso Proteico	92kDa
Remessa	Bolsa de Gelo