

Anticorpo Policlonal Anti-Avp Para Wb, Elisa - P01185

Número do item: CM0022927



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra AVP humano (vasopressina-neurofina 2-copeptina) para WB e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas neuroendócrinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AVP Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	VP; ADH; ARVP; AVRP; AVP-NP11; AVP
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	551
GeneID	551
Imunógeno	Proteína Recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P01185
Peso da Proteína	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo