

Anticorpo Policlonal Anti-Avpi1 Para Wb E Elisa - Q5T686

Número do item: CM0017924

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AVPI1 (VIP32/VIT32), validado para amostras humanas, de camundongo e de rato em WB e ELISA. Adequado para estudos de MAP quinase, ENaC e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	AVPI1 Rabbit pAb
Observações/alias	VIP32; VIT32; PP5395; AVPI1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	60370
ID do gene	60370
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-147 da AVPI1 humana (NP_068378.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q5T686
Peso da proteína	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo