

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Avpr1A Para Wb, If/Icc, Elisa - P37288

Número do item: CM0026715



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o AVPR1A humano (Receptor V1a da Vasopressina) para WB, IF/ICC, ELISA. Validado em humano, rato, rato. Imunógeno recombinante (aa 349-418). Adequado para pesquisa de comportamento social.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AVPR1A Coelho pAb
Observações/Apelido	V1aR; AVPR1; AVPR V1a; AVPR1A
Espécie	Humano
ID do Gene	552
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 349-418 do AVPR1A humano (NP_000697.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P37288
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo