

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Avpr2 Para Wb, Elisa - P30518

Número do item: CM0026865



introdução

Anticorpo policlonal de coelho baseado em proteína recombinante direcionado ao receptor V2 da vasopressina humana (AVPR2). Validado para WB e ELISA. Ideal para estudos de reabsorção renal de água e receptores acoplados à proteína G.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AVPR2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DI1; DIR; NDI; V2R; ADHR; DIR3; NDI1; AVPR2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	554
GeneID	554
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 232-371 do AVPR2 humano (NP_000045.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30518
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo