

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Axin1 Para Wb E Elisa - O15169

Número do item: CM0014638



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-AXIN1 de alta qualidade, validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para AXIN1 humano, de rato e camundongo. Ideal para estudar a sinalização Wnt/ β -catenina e mecanismos supressores de tumor.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-AXIN1
Observações/Apelido	AXIN; PPP1R49; AXIN1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8312
GeneID	8312
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante correspondente aos aminoácidos 1-351 da AXIN1 humana (NP_851393.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15169
Peso Proteico	96kDa
Envio	Saco de Gelo