

Anticorpo Policlon Anti-Axin2 Para Wb, Elisa - Q9Y2T1

Número do item: CM0019468



introdução

Anticorpo policlon de coelho direcionado ao AXIN2 humano (Axin-2/Conductina) validado para western blot e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Uma ferramenta essencial para pesquisa da via de sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AXIN2 pAb de coelho
Observações/Alias	AXIL; ODCRCS; AXIN2
Espécie	Humano
ID do Gene (humano)	8313
ID do Gene	8313
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 400-500 do AXIN2 humano (NP_004646.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2T1
Peso Proteico	94kDa
Envio	Bolsa de gelo