

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Axin2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2T1

Número do item: CM0020369



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AXIN2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos da via de sinalização Wnt. SWISS: Q9Y2T1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AXIN2 Rabbit pAb
Observações/Alias	AXIL; ODCRCS; AXIN2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8313
ID do Gene	8313
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 743-843 da AXIN2 humana (NP_004646.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2T1
Peso da Proteína	94kDa
Envio	Bolsa de gelo