


Anticorpo Monoclonal Anti-Axl Para Wb, Fc, Elisa - P30530

Número do item: CM0004597



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra Axl humano (UniProt P30530). Validado para WB, FC, ELISA. Detecta o receptor tirosina quinase de 98kDa envolvido na progressão do câncer e entrada viral. Adequado para pesquisa em oncologia e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Axl Anticorpo Monoclonal de Coelho
Observações/Apelido	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	558
ID do Gene	558
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-449 do Axl humano (NP_068713.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso Molecular da Proteína	98kDa
Envio	Em saco de gelo