


Anticorpo Monoclonal Anti-Axl Para Wb - P30530

Número do item: CM0004767



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o receptor tirosina quinase Axl humano (UFO) para aplicações de Western blot e ELISA. Reage com Axl humano e de camundongo, adequado para estudos de sinalização celular e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Axl Rabbit mAb
Observações/Apelido	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	558
GeneID	558
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-449 do Axl humano (NP_068713.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P30530
Peso da Proteína	98kDa
Envio	Saco com gelo