


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Axl Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P30530

Número do item: CM0021064



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o receptor de tirosina quinase AXL (UFO) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Adequado para pesquisa em câncer e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho Anti-Axl
Observações/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	558
GeneID	558
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-449 do AXL humano (NP_068713.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso Proteico	98kDa
Envio	Saco de Gelo