


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Azi2 Para Wb E Elisa - Q9H6S1

Número do item: CM0003474



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-AZI2 de alta qualidade validado para Western blotting e ELISA. Reconhece AZI2 (NAP1/TILP) humano, de camundongo e rato, um adaptador chave na imunidade inata antiviral e na sinalização de NF-κB. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AZI2 Rabbit mAb
Observações/Alias	AZ2, NAP1, TILP, AZI2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64343
GeneID	64343
Imunógeno	Proteína recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 282-387 da AZI2 humana (NP_071906.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H6S1
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Bolsa de gelo