

Anticorpo Policlonais Anti-B-Raf Para Wb, Elisa - P15056

Número do item: CM0030894



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra B-Raf humano, validado para WB e ELISA. Detecta B-Raf em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização da quinase MAP e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	B-Raf Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	673
ID do Gene	673
Imunogênio	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 153-313 da B-Raf humana (NP_004324.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15056
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Bolsa de gelo