

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-B-Raf Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15056

Número do item: CM0014747



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra B-Raf humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Adequado para o estudo da sinalização MAPK em pesquisas sobre câncer. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo policlonal de coelho anti-B-Raf
Observações/alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
Espécie	Humana
GeneID (humano)	673
GeneID	673
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-449 do B-Raf humano (NP_004324.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P15056
Peso da proteína	84 kDa
Transporte	Bolsa de gelo