

Anticorpo Policlonal Anti-B-Raf V600E Para Wb E Elisa - P15056

Número do item: CM0020829



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta especificidade que reconhece o mutante oncogênico B-Raf V600E. Validado para Western blot e ELISA; ideal para estudos de sinalização da via MAPK e pesquisas sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	B-Raf V600E Rabbit pAb
Observações/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	673
GeneID	673
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 507-606 de B-Raf V600E (NP_004324.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P15056
Peso da Proteína	84 kDa
Transporte	Bolsa de gelo