

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-B3Galt4 Para Wb, Elisa - 096024

Número do item: CM0018403

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à B3GALT4 humana, uma galactosiltransferase residente no complexo de Golgi envolvida na biossíntese de gangliosídeos. Validado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa diagnóstica e estudos de glicobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	B3GALT4 pAb de coelho
Observações/alias	GALT2; GALT4; BETA3GALT4; B3GALT4
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8705
GeneID	8705
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-270 da B3GALT4 humana (NP_003773.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	O96024
Peso da proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo