

Anticorpo Policlonal Anti-B3Gnt6 Para Wb, Elisa - Q6Zmb0

Número do item: CM0012996

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao B3GNT6 humano (sintase do núcleo 3). Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada relatada para rato. Ideal para pesquisa de O-glicosilação do tipo mucina e gastrointestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	B3GNT6 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	BGnT-6; B3Gn-T6; beta3Gn-T6; beta-1; 3-Gn-T6; B3GNT6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	192134
ID do Gene	192134
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-200 do B3GNT6 humano (NP_619651.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q6ZMB0
Peso Proteico	43kDa
Envio	Bolsa de Gelo