

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-B4Galt1 Para Wb E Elisa - P15291

Número do item: CM0021511



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra B4GALT1 humano para Western blot e ELISA. B4GALT1 é uma galactosiltransferase da membrana do Golgi envolvida na síntese de N-glicanos e na adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	B4GALT1 pAb de coelho
Observações/Alíase	GT1; GTB; CDG2D; GGTB2; B4GAL-T1; beta4Gal-T1; B4GALT1
Espécie	Humana
GeneID	2683 (Humano)
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-215 de B4GALT1 humano (NP_001488.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P15291
Peso da proteína	44 kDa
Envio	Bolsa de gelo