


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-B4Galt1 [Validado Por Ko] Para Wb E Elisa - P15291

Número do item: CM0030485



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO direcionado ao B4GALT1 humano (beta-1,4-galactosiltransferase 1). Adequado para Western blot (WB) e ELISA. Ideal para estudos sobre glicosilação, adesão celular e síntese de lactose. UniProt P15291.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] B4GALT1 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	GT1; GTB; CDG2D; GGTB2; B4GAL-T1; beta4Gal-T1; T1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2683
ID do Gene	2683
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 45-210 do B4GALT1 humano (NP_001488.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15291
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo