

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-B4Galt2 Para Wb, Elisa - O60909

Número do item: CM0022645

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra B4GALT2 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Imunógeno recombinante (aa 155-271). Peso molecular previsto de 42 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	B4GALT2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	B4Gal-T2; B4Gal-T3; beta4Gal-T2; B4GALT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8704
GeneID	8704
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 155-271 do B4GALT2 humano (NP_085076.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60909
Peso Molecular da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo