

Anticorpo Policlinico Anti-B4Galt3 Para Wb & Elisa - 060512

Número do item: CM0023118

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-B4GALT3 de alta qualidade. Adequado para aplicações de WB e ELISA. Detecta níveis endógenos de beta-1,4-galactosiltransferase 3 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de glicosilação e metabolismo de glicolipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	B4GALT3 Rabbit pAb
Observações/Alias	beta4Gal-T3; B4GALT3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8703
GeneID	8703
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-150 da B4GALT3 humana (NP_003770.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60512
Peso da Proteína	44kDa
Transporte	Bolsa de gelo