

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-B6R Para Wb, Elisa - Q8V4S2

Número do item: CM0010005

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a proteína B6R do vírus da varíola dos macacos, validado para Western blot e ELISA. Específico para a cepa Zaire-96-I-16. Útil para estudo de entrada e maturação de virion envelopado extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	B6R mAb de Coelho
Espécie	Vírus da varíola dos macacos (cepa Zaire-96-I-16)
GeneID	928902
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-279 da proteína B6R do vírus da varíola dos macacos (NP_536594.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Vírus da varíola dos macacos (cepa Zaire-96-I-16)
SWISS	Q8V4S2
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo