


Anticorpo Policloal De Coelho Anti-B7-H4 / B7S1 / B7X Para Wb, Elisa - Q7Z7D3

Número do item: CM0022278



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao B7-H4 (VTCN1) humano, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Adequado para pesquisa em imunoterapia contra câncer e regulação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	B7-H4 / B7S1 / B7x Rabbit pAb
Observações/Apelidos	VTCN1; B7-H4; B7H4; B7S1; B7X; B7h.5; PRO1291; VCTN1; Inibidor 1 da ativação de células T contendo domínio V-set; B7-H4 / B7S1 / B7x
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79679
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-259 da B7-H4 / B7S1 / B7x humana (NP_078902.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q7Z7D3
Peso Proteico	9kDa/18kDa/20kDa/30kDa
Envio	Bolsa de gelo