

Anticorpo Policlonal Anti-B9D1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Upm9

Número do item: CM0030021

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra B9D1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de cílios e ciliopatias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	B9D1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	B9; MKS9; EPPB9; MKSR1; JBTS27; MKSR-1; B9D1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27077
GeneID	27077
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 do B9D1 humano (NP_056496.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UPM9
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo