

Anticorpo Policlonal Anti-Baat Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14032

Número do item: CM0029522

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BAAT humano (ácido biliar-CoA:aminoácido N-aciltransferase). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Imunogeno: proteína recombinante (aa 309-418).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BAAT Rabbit pAb
Observações/Alias	BAT; HCHO; BACAT; BACD1; BAAT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	570
GeneID	570
Imunogeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 309-418 da BAAT humana (NP_001692.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14032
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo