


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bace1 Para Wb E Elisa - P56817

Número do item: CM0003829



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à BACE1 humana (beta-secretase 1), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Essencial para pesquisa e diagnóstico da doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BACE1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	ASP2; BACE; HSPC104; BACE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23621
GeneID	23621
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 402-501 da BACE1 humana (P56817).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56817
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo