

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bace1 Para Wb, Ihc, If - P56817

Número do item: CM0029052



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o BACE1 humano (beta-secretase 1), aplicável para WB, IHC, IF e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato; o imunógeno abrange os resíduos 22-322. Ideal para pesquisas sobre Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BACE1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ASP2, BACE, HSPC104, BACE1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23621
ID do Gene	23621
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-322 do BACE1 humano (NP_036236.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56817
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo