

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Bach1 Para Wb, Elisa, Chip - O14867

Número do item: CM0006345



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao regulador da transcrição BACH1 (SWISS O14867), validado para WB, ELISA e CHIP. Apresenta reação cruzada com proteínas humanas e de camundongo. Ideal para investigar o estresse oxidativo e as vias de regulação gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	BACH1 mAb de coelho
Observações/Apelido	BACH-1; BTBD24; BACH1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	571
GeneID	571
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 410-736 de BACH1 humano (NP_001177.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA, CHIP
Reatividade cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	O14867
Peso da proteína	82 kDa
Envio	Bolsa de gelo