

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bach1 Para Wb, Ip, Elisa - O14867

Número do item: CM0025680



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a BACH1 (homólogo 1 de BTB e CNC), validado para WB, IP, ELISA; reage cruzadamente com humano, rato. Ideal para estudar o estresse oxidativo e a regulação da via NFE2L2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho BACH1
Observações/Apelido	BACH-1; BTBD24; BACH1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	571
ID do Gene	571
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-320 do BACH1 humano (NP_996749.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O14867
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Saco de gelo