

Anticorpo Monoclonal Anti-Bad Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92934

Número do item: CM0003415



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o Bad humano (agonista associado à Bcl2 da morte celular), adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Bad
Observações/Apelido	BBC2; BCL2L8; Bad
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	572
GeneID	572
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Bad humano (Q92934))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92934
Peso Molecular da Proteína	18kDa
Transporte	Em saco de gelo