

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Baf57/Smarce1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q969G3

Número do item: CM0015404



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO contra BAF57/SMARCE1, uma subunidade do remodelador de cromatina SWI/SNF.

Recomendado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Imunogénio: proteína recombinante (aa 1-411).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] BAF57/SMARCE1 pAb de Coelho
Observações/Alias	CSS5; BAF57; E1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6605
GeneID	6605
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-411 do BAF57/BAF57/SMARCE1 humano (NP_003070.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q969G3
Peso Proteico	47kDa
Envio	Saco de gelo