


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bag1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99933

Número do item: CM0015530



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra BAG1 humano (BAG-1/HAP/RAP46). Validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta BAG1 humano e de camundongo (~39 kDa). Ideal para aplicações de pesquisa em apoptose, chaperonas e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	BAG1 Rabbit pAb
Observações/aliás	HAP; BAG-1; RAP46; BAG1
Espécie	Humana
GenelD (humano)	573
GenelD	573
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q99933
Peso da proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo