

Anticorpo Policlonal Anti-Bag2 Para Wb E Elisa - 095816

Número do item: CM0030400

introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-BAG2 da CamelBio tem como alvo o BAG2 humano, um fator de troca de nucleotídeos para as chaperonas HSP70/HSC70. Validado para Western blot e ELISA; suporta pesquisa em proteostase, controle de qualidade de proteínas e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BAG2 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	BAG-2; dJ41711.2; BAG2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9532
GeneID	9532
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-211 do BAG2 humano (NP_004273.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O95816
Peso Proteico	24kDa
Envio	Em saco de gelo