

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bag3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095817

Número do item: CM0014093

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho BAG3 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo o regulador de chaperona molecular da família BAG 3, uma co-chaperona implicada no controle de qualidade de proteínas e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BAG3 Coelho pAb
Observações/Apêndice	BIS; MFM6; BAG-3; CAIR-1; BAG3
Espécie	Humano
GeneID	9531
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 380-575 do BAG3 humano (NP_004272.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	095817
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco de gelo