

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Bag4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095429

Número do item: CM0019277



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-BAG4 validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, rato. Alvo BAG4 (SODD), um regulador de chaperona molecular que inibe a HSP70 e previne a sinalização constitutiva do TNFRSF1A.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BAG4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SODD; BAG-4; BAG4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9530
ID do Gene	9530
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do BAG4 humano (NP_001191807.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	095429
Peso Proteico	50kDa
Envio	Bolsa de Gelo