

Anticorpo Policlonal Anti-Bag5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UI15

Número do item: CM0028062



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho BAG5 validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Tem como alvo o co-chaperone BAG5 de HSP70, essencial para proteostase e ligado à cardiomiopatia. Ideal para pesquisa cardíaca e de chaperones.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	BAG5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BAG-5; CMD2F; BAG5
Espécie	Humano
ID do Gene	9529
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 198-447 do BAG5 humano (NP_004864.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UL15
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo