


Anticorpo Policlonal Anti-Baiap2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uqb8

Número do item: CM0026780



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra BAIAP2 (proteína 2 associada a BAI/IRSp53). Adequado para Western blot, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, camundongo. Ideal para estudos do citoesqueleto de actina e desenvolvimento neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-BAIAP2
Observações/Apêndice	BAP2, WAML, FLAF3, IRSP53, BAIAP2
Espécie	Humano
ID do Gene	10458
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 362-521 do BAIAP2 humano (NP_059344.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UQB8
Peso Proteico	61kDa
Envio	Em saco de gelo