

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Baiap2L1 Para Wb, Elisa - Q9Uhr4

Número do item: CM0027450



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra BAIAP2L1 (IRTKS) validado para WB e ELISA. Detecta a proteína BAIAP2L1 humana e de murino, um adaptador de domínio BAR envolvido na reorganização do citoesqueleto de actina. Adequado para pesquisa de citoesqueleto e infecção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	BAIAP2L1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IRTKS; BAIAP2L1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55971
ID do Gene	55971
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 198-388 de BAIAP2L1 humano (NP_061330.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9UHR4
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo