

Anticorpo Monoclonal Anti-Bak Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16611

Número do item: CM0006172



introdução

O mAb de Coelho Bak detecta especificamente o Bak humano e de macaco. Validado para WB, IHC-P e ELISA. Uma escolha confiável para pesquisa de apoptose e desenvolvimento de IVD, apoiada pelo fornecimento de matérias-primas one-stop da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Bak Rabbit mAb
Observações/Apelido	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	578
GeneID	578
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 11-82 do Bak humano (NP_001179.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco
SWISS	Q16611
Peso Proteico	23kDa
Envio	